

MULTI SYSTEM TYP 1

Lietošanas instrukcija

LV | 200004296v01 | 2025-04



eIFU:

<https://www.metasys.com/download-area/?lang=en>



METASYS
protect what you need

Satura rādītājs

1.	Norādes	4
1.1.	Vispārīgas norādes	4
1.2.	Simbolu skaidrojums	4
1.3.	Autortiesību norāde	5
2.	Mērķuzdevums	6
2.1.	Indikācija	6
2.2.	Kontrindikācija	6
2.3.	Mērķa grupa	6
3.	Drošības informācija	7
3.1.	Vispārīga drošības informācija	7
3.2.	Drošības norādījumi	7
3.3.	Brīdinājuma norādes	7
4.	Produkta apraksts	8
4.1.	Produkta apraksts	8
4.2.	Tehniskie dati / darbības parametri	8
4.3.	Datu plāksnīte	8
4.4.	Uzbūve	9
4.5.	Darbības apraksts	10
5.	Sagatavošana lietošanai	11
5.1.	Transportēšana un uzglabāšana	11
5.2.	Uzstādīšanas nosacījumi	11
5.2.1.	Montāžas varianti	11
5.2.2.	Caurulvadu un šūteņu pieslēgumi	12
5.2.3.	Pieslēgumu izmēri	13
5.2.4.	Filtrs	13
5.3.	Instalācija, montāža un ekspluatācijas sākšana	13
5.3.1.	Opcionālo piederumu, papildaprīkojuma un rezerves daļu instalācija un montāža	16
5.3.1.1.	Papildu aprīkošana ar centrifūgas sūkņa pretvārstu	16
5.3.2.	Citu ierīču pieslēgšana	16
5.4.	Elektronika	17
5.4.1.	Elektriskie pieslēgumi	17
6.	Lietošana	18
6.1.	Normāla darbība	18
6.2.	Ārējais un iekšējais indikatoru panelis	18
6.2.1.	Ārējais indikatoru panelis	18
6.2.2.	Iekšējais indikatoru panelis	18
6.3.	Kļūdu ziņojumi	19
7.	Kopšana un uzturēšana	20
7.1.	Regulārie tīrīšanas darbi	20
7.1.1.	Ikdienas tīrīšana ar GREEN&CLEAN M2	20
7.1.2.	Centrifūgas ieplūdes zondes tīrīšana	20
7.2.	Apkope un serviss	21
7.2.1.	Savācējtrauka nomaiņa	22
7.2.2.	Savācējtrauka utilizācija	23
7.2.3.	Normālas darbības pārbaude	24
7.2.4.	1 gada servisa komplekts	24
7.2.5.	5 gadu servisa komplekts	26
7.2.5.1.	Centrifūgas vizuālā pārbaude	26
7.2.6.	2. moduļa nomaiņa	27
7.2.7.	3. moduļa nomaiņa	27
7.2.8.	Magnētiskā vārsta nomaiņa	27
7.2.9.	Ieplūdes elementa nomaiņa	27
8.	Ekspluatācijas pārtraukšana	28
8.1.	Demontāža	28
8.2.	Otreizējā pārstrāde un utilizācija	28
9.	Pielikums	29
9.1.	Pasūtījumu numuri un piegādes komplekts	29
9.1.1.	Piederumi, servisa komplekti, savācējtrauki un rezerves daļas	29
9.2.	Garantijas noteikumi	35
9.3.	Izmaiņu vēsture	35

eIFU

		eIFU: https://www.metasys.com/download-area/?lang=en
		DE, EN, FR, IT, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HR, HU, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SL, SV
	E-pasts	ifu@metasys.com
	Pasūtījuma numurs	200004296v01

Ja vēlaties pieprasīt drukātu lietošanas instrukcijas eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz ifu@metasys.com, vai izmantojiet pasūtījuma veidlapu vietnē www.metasys.com/downloads. Lietošanas instrukcijas papīra formātā tiek piedāvātas bez maksas un nosūtītas septiņu kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Tulkojumi

Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums



Tetras GmbH

Sirius Business Park, Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 Munich, Germany

Attēli

Šajā lietošanas instrukcijā iekļautie attēli kalpo tikai atsaucei, un tie var atšķirties no produkta reālā izskata.

1. Norādes


1.1. Vispārīgas norādes

Zobārstniecības ierīces drošību, uzticamību un veiktspēju METASYS garantē tikai tad, ja tiek ievērotas šādas norādes:

- > Produkts ir izmantojams tikai un vienīgi saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- > Veicot apkopes un servisa darbus (pārbaude, serviss, remonts, nomaiņa), drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- > Jāievēro visas ierīcei pieslēgto zobārstniecības iekārtu ražotāju norādes.
- > Pēc ekspluatācijas sākšanas jāaizpilda montāžas ziņojums un jānosūta METASYS, lai varētu noteikt garantijas termiņu.
- > Jebkuri apkopes un servisa darbi ir jāieraksta ierīces dokumentācijā.
- > Saņemot pieprasījumu no autorizēta tehniķa, METASYS apņemas nodot visus dokumentus, kuri var noderēt tehniski kvalificētam personālam, veicot apkopes un servisa darbus.
- > METASYS neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru iedarbībā (nepareiza instalācija), pielietojot nepareizu informāciju, lietojot zobārstniecības ierīci neatbilstoši noteikumiem vai nelietpratīgi veicot apkopes vai servisa darbus.
- > Lietotājam jāapgūst zobārstniecības ierīces lietošana un ikreiz pirms lietošanas jāpārliecinās par zobārstniecības ierīces atbilstošu stāvokli.

Svarīgi: Pirms montāžas, ekspluatācijas sākšanas un lietošanas uzmanīgi jāizlasa ierīces dokumentācija un tā jāsauglabā visu produkta kalpošanas laiku.

1.2. Simbolu skaidrojums

	CE marķējums		Atbilstības marķējums saskaņā ar NBauO (Lejassaksijas Būvniecības noteikumu) 22. panta 4. punktu
	Medicīniska ierīce		Par tulkojumu atbildīgā persona
	Medicīniskās ierīces unikālais identifikators		Ievērot lietošanas instrukciju
	UDI marķējums ar standarta prasībām atbilstošu HIBC datu saturu		Lietot roku aizsargus
	Lietas numurs		Lietot acu aizsargus
	Sērijas numurs		Lietot mutes-deguna aizsargu
	Ražotājs		Atvienot kontaktdakšu
	Izgatavošanas datums		Vispārīgs brīdinājuma simbols
	Pilnvarotā pārstāvja juridiskās adreses nosaukums un adrese Šveicē		Sargāt no karstuma / no saules stariem
	Ievērot lietošanas instrukciju		Sargāt no mitruma / uzglabāt sausā vietā
 eIFU: https://www.metasys.com/download-area/?lang=en	Ievērot lietošanas instrukciju ar norādi uz eIFU		Plīstošs
	Temperatūras ierobežojums		Iepakojuma novietojums stāvos

	Uzmanību / levērībai		Elektrisko / elektronisko atkritumu šķirošana (WEEE)
	Gaisa mitruma ierobežojums		Aizsardzības klase II
	Tvertne piepildīta		BF tipa pielietojums
	Gala ierīces traucējums		Krāvuma ierobežojums N = (skaits)
	Ieslēgt izslēgt		Informācija
	Skaļrunis		Lejupielāde
	Skaņa		Negriez
	Slīpums / kritums		Apkope / serviss
	Maksimālais uzstādīšanas augstums virs jūras līmeņa		Apturēt darbību

1.3. Autortiesību norāde

Autortiesības uz visiem nosaukumiem un saturu ir aizsargātas. Šī dokumenta nodošana tālāk, pavairošana vai citāda izmantošana ir atļauta tikai ar METASYS Medizintechnik rakstisku piekrišanu.

2. Mērķuzdevums

MULTI SYSTEM TYP 1 ir divpakāpju amalgamas atdalītājs vienai darba vietai ar integrētu gaisa/ūdens separatoru un selektīvo vārstu amalgamas atdalīšanai no neīrā ūdens zobārstniecības iekārtās.

2.1. Indikācija

Netiek piemērots.

2.2. Kontrindikācija

Netiek piemērots.

2.3. Mērķa grupa

Ierīci drīkst izmantot tikai profesionāli aprūpes speciālisti. Montāžu, servisa un apkopes darbus drīkst veikt tikai METASYS apmācīti tehniķi.

3. Drošības informācija

3.1. Vispārīga drošības informācija

Par visiem nopietnajiem gadījumiem, kas rodas saistībā ar produktu, jāziņo ražotājam vai tās dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

3.2. Drošības norādījumi

Montāžu, izmaiņas vai remontus drīkst veikt tikai autorizēti speciālisti, kurš garantē, ka tiek ievēroti standarta EN 60601-1 (starptautiskais standarts par medicīniskām ierīcēm, it īpaši 1. daļa: Vispārīgas drošības prasības).

Elektroinstalācija jāizveido saskaņā ar IEC (Starptautiskās elektrotehniskās komisijas) noteikumiem.

Ar medicīniskām ierīcēm jārīkojas uzmanīgi, ņemot vērā elektromagnētisko saderību. Tādēļ jāveic īpaši drošības pasākumi.

Ierīce nav paredzēta izmantošanai sprādzienbīstamās zonās vai degšanu veicinošā vidē.

3.3. Brīdinājuma norādes



Bīstami	Brīdinājums par bīstamību, kura rada smagas traumas vai izraisa nāvi
Brīdinājums	Brīdinājums par bīstamību, kura var radīt smagas traumas vai izraisīt nāvi
Uzmanību	Brīdinājums par bīstamību, kura var radīt vieglas traumas
Ievērībai	Brīdinājums par bīstamību, kura var radīt lielus materiālos zaudējumus

4. Produkta apraksts

4.1. Produkta apraksts


MULTI SYSTEM TYP 1 ir divpakāpju amalgamas atdalītājs vienai darba vietai ar integrētu, statisku gaisa/ūdens separatoru un selektīvo vārstu.

4.2. Tehniskie dati / darbības parametri




	MULTI SYSTEM TYP 1
Energoapgāde	24 V AC
Frekvence	50 / 60 Hz
Maks. strāvas patēriņš	2 A
Maks. jaudas patēriņš	46 VA
Maks. apkārtējās vides temperatūra	40 °C
Maks. šķidruma caurplūde	3,0 l/min no splaujamtrauka; 1,5 l/min no sūkšanas puses
Vakuuma diapazons	80 mbar - 250 mbar
Separācijas pakāpe	98,60 %
Savācējtrauka tilpums	300 cm ³
Izmērs (A x P x D)	305 x 210 x 104 mm
Izmērs ar nosegkārbu (A x P x D)	340 x 280 x 185 mm
Klase	MP klase 1
DIBT atļaujas numurs	Z-64.1-4
Iespējamās atsūkšanas sistēmas	Slapjie vai sausie vakuuma ģeneratori

4.3. Datu plāksnīte




MULTI SYSTEM TYP 1 iebūvējamais variants:

Datu plāksnīte atrodas uz 1. moduļa un kļūst redzama, kad noņem 2. moduli (šim nolūkam 2. moduļa fiksators jāpaceļ uz augšu un jāizņem 2. modulis).







MULTI SYSTEM TYP 1 ar nosegkārbu:

Viena datu plāksnīte atrodas uz korpusa (blakus ārējam indikatoru panelim – šim nolūkam atliek tikai pabīdīt uz augšu palīgkorpusa vāku) un otra – uz 1. moduļa, un tā kļūst redzama, kad noņem 2. moduli (skatīt iebūvēto variantu).



- 1 Ierīces apzīmējums
- 2 Lietas numurs
- 3 Sērijas numurs
- 4 Pieslēguma dati
- 5 Apstiprinājuma numurs German Institute of Construction Technology (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBT)
- 6 Izgatavošanas datums
- 7 Ražotājs
- 8 Atbilstības marķējums saskaņā ar NBauO (Lejassaksijas Būvniecības noteikumu) 22. panta 4. punktu
- 9 BF tipa pielietojums
- 10 Aizsardzības klase II
- 11 CE marķējums
- 12 Medicīniska ierīce
- 13 Ievērot lietošanas instrukciju
- 14 Elektrisko / elektronisko atkritumu šķīrošana (WEEE)
- 15 Pilnvarotā pārstāvja juridiskās adreses nosaukums un adrese Šveicē
- 16 Medicīniskās ierīces unikālais identifikators, UDI marķējums ar standarta prasībām atbilstošu HIBC datu saturu

4.4. Uzbūve

1. modulis	2. modulis	3. modulis
Centrālais stiprinājuma elements: Gaisa, ūdens un elektriskie pieslēgumi Sienas stiprinājums Galvenā plate Diagnostikas plate Filtra korpuss	Gaisa/ūdens separators: Savācējtrauks Separators Selektīvais vārsts	Centrifūga: Dinamiskā amalgame atdalīšana
		
	Nosegkārba Nosegkārba (opcionāla)	


4.5. Darbības apraksts

Noceļot atsūkšanas šļūteni, atveras selektīvais vārsts. Atsūkšanas plūsma nonāk 2. modulī, kur pēc ciklona principa notiek gaisa/ūdens atdalīšana.

Sausais gaiss caur selektīvo vārstu atstāj sistēmu atsūkšanas motora virzienā. Atsūkšanas plūsmas šķidrās un cietās daļiņas nonāk savācējtraukā zem separatora, kurš vienlaikus atbilst amalgamas atdalīšanas pirmajai pakāpei.

Kamēr rupjās daļiņas savācējtraukā nosēžas, atkarībā no atsūkšanas apjoma kāpj šķidruma līmenis. Tiklīdz ir sasniegts noteikts līmenis, ar vadīspējas zondi uz noteiktu laiku tiek iedarbināts sūkņa motors. Sūknis attīrīto šķidrumu iesūknē centrifūgā, kas ir otrā amalgamas atdalīšanas pakāpe; arī to iedarbina sensors. Netīrais ūdens no splautuves uzreiz tiek novadīts centrifūgā. Cietās daļiņas procesa gaitā tiek noturētas pie divkameru centrifūgas sienām, kamēr tīrais ūdens pa ārējās centrifūgas augšējo malu izplūst kanalizācijā. Kad sensoram vairs nav kontakta, pēc īsa pēcdarbības laika centrifūga strauji apstājas.

Ūdens stabs, kas turpina rotēt, cietās daļiņas ieskalo zem centrifūgas izvietotajā sūknī. Pēc īsa gaidīšanas laika motors atkal sāk darboties un pārsūknē cietās daļiņas ar atlikušo ūdens daudzumu uz savācējtrauku.




- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Selektīvais vārsts |
| 2 | 2. modulis (gaisa/ūdens separatora) |
| 3 | Gaisa izplūde uz atsūkšanas motoru |
| 4 | Savācējtrauks |
| 5 | Sūkņa motors |
| 6 | Centrifūga |
| 7 | Netīrā ūdens ieplūde no splautuves |
| 8 | Netīrā ūdens izplūde |
| 9 | Sūknis |

5. Sagatavošana lietošanai

5.1. Transportēšana un uzglabāšana

Ierīce tiek piegādāta stiropora konteinerā, kas veidots no divām kopā sastiprinātām daļām. Ja to nepieciešams transportēt tālāk vai atpakaļ, jāizmanto šis oriģinālais iepakojums. Ierīce vienmēr jātransportē un jāuzglabā vertikālā stāvoklī. Līdz uzstādīšanas vietai ierīce jānogādā pilnībā iepakotā stāvoklī. Pēc ierīces izpakošanas jāpārbauda, vai ir pilna komplektācija un vai nav transportēšanas laikā radītu bojājumu.




Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra



Gaisa mitruma ierobežojums transportēšanas un uzglabāšanas laikā

5.2. Uzstādīšanas nosacījumi



Darba temperatūra: no 10 °C līdz 40 °C



Gaisa mitruma ierobežojums, maks. 70 %




Maks. 3000 m virs jūras līmeņa

- > Montāžai jāparedz šādi vietas izmēri: A x P x D = 350 mm x 215 mm x 120 mm
- > Lai novērstu vibrācijas, ierīci drīkst nostiprināt pie zobārstniecības iekārtas nesošajām daļām, izmantojot tikai trīs urbumus 1. modulī. (Neizņemiet svārstlieltnus!)
- > Jānodrošina, lai ierīce varētu brīvi svārstīties, bet tā nedrīkst nonākt kontaktā ar citām zobārstniecības iekārtas daļām (kabeļiem, šļūtenēm, nasegkārbām un tml.).




Uzmanību:

Ja ir elektrību vadītspējīga pamatne, aiz 1. moduļa jāuzstāda kontakta aizsargplāksne!




5.2.1. Montāžas varianti



Montāža splaujamtraukā

Ierīces tieša integrēšana splaujamtraukā ir ieteicamais risinājums, jo šādā gadījumā šļūtenes līdz ierīcei iespējams izvietot pa iespējami īsāko ceļu.

Iemontējot splaujamtraukā, jānodrošina no vibrācijām brīvs ierīces stiprinājums pie zobārstniecības iekārtas nesošajām daļām.



Montāža pozīcijā aiz galvas

Ja zobārstniecības krēslam nav sļaujamtrauka un atsūkšanas sistēma ir iemontēta pozīcijā aiz galvas, ierīces uzstādīšanai ir pieejams skapis.

Sļaujamtrauka noplūdes pieslēguma atvere tādā gadījumā ir jānoslēdz ar aizbāzni.

Dalītais variants

Zobārstniecības krēsliem, kas aprīkoti ar atsūkšanas sistēmu aiz galvas un ar sļautuvi, ierīci var sadalīt divās daļās.

1. modulis un 2. modulis tiek iemontēti skapī aiz galvas pie šļūteņu turētāja.

3. moduli, centrifūgu, izmantojot speciālu turētāju, izvieto palīgkorpusā un iemontē sļaujamtraukā vai blakus zobārstniecības iekārtas savienojumu kārbai.


Abas ierīces daļas savstarpēji tiek savienotas ar caurulēm grīdā. Šim nolūkam starp savienojumu kārbu un skapi aiz galvas jābūt instalētai $\varnothing 20$ mm tukšai caurulei. Cauruļu garums nedrīkst pārsniegt 3,5 m!

Uzstādīšana, izmantojot nosegkārbu

Ja ierīces tieša iebūvēšana zobārstniecības iekārtā nav iespējama, to var uzstādīt arī opcionāli pieejamajā nosegkārbā.

Nosegkārbā jāuzstāda pie zobārstniecības iekārtas savienojumu kārbas. Ārējais indikatoru panelis un transformators nosegkārbā jau ir iebūvēti.

5.2.2. Cauruļvadu un šļūteņu pieslēgumi



- 1 Sļaujamtrauka noplūdes šļūtenes pieslēgums
- 2 Atsūkšanas šļūtenes pieslēgums (uz šļūteņu turētāju)
- 3 Vakuuma šļūtenes pieslēgums (uz atsūkšanas iekārtu)
- 4 Noplūdes šļūtenes pieslēgums (tīrā ūdens izplūde)
- 5 Pārplūdes šļūteņu pieslēgums (piem., mutes skalošanas trauciņa uzpildei)




Ievērībai:


Pieslēgumi, kas nav nepieciešami, jānoslēdz ar aizbāzni!

- > Uz ierīci esošās šļūtenes jāizvieto pa iespējami īsāko ceļu, lai novērstu priekšlaicīgu sedimentāciju.
- > Netīras zobārstniecības šļūtenes montāžas laikā jānodrošina un jānodod sertificētam uzņēmumam otrreizējai pārstrādei.
- > Pie kanalizācijas caurules ierīce jāpievieno, izmantojot sifonu.
- > Netīrajam ūdenim jāspēj netraucēti aizplūst, jo pretspiediena gadījumā nav iespējams nodrošināt efektīvu atdalīšanu.

- > Ar ūdens strūklu darbināmo siekalu atsūcēju lietošana lielā ūdens patēriņa dēļ ir jāpārtrauc.
- > Splaujamtrauka skalošana, izmantojot laika releju vai slēdzi, pie maksimālā ūdens daudzuma 3 l/m jāierobežo līdz maksimāli 30 sekundēm, lai varētu apstāties centrifūga.
- > Atbilstošus šļūteņu uzgaļus un adapterus skatiet 9.1.1. nodaļā Piederumi, servisa komplekti, savācējtrauki un rezerves daļas.




5.2.3. Pieslēgumu izmēri



5.2.4. Filtrs

Ja šļūteņu turētājā nav filtra, tad amalgamas atdalītāja sūkšanas pusē ir jāiebūvē priekšfiltrs ar maks. 1 mm izmēra acīm. Priekšfiltram ir jābūt ērti pieejamam zobārsta prakses personālam.

Splautuves notekā jābūt iemontētam rupjamam sietam. Tā maksimālais acu izmērs drīkst būt 3 mm, un amalgamas atdalītāja darbības laikā to nedrīkst izņemt.



- 1 Rupjais siets (splautuves)
- 2 Priekšfiltrs

5.3. Instalācija, montāža un ekspluatācijas sākšana

Pirms montāžas un ekspluatācijas sākšanas uzmanīgi izlasiet instrukciju!




1

Izpildiet uz montāžas vietu attiecināmos nosacījumus

skatīt 5.2. nodaļu Uzstādīšanas nosacījumi


- 2 Pārbaudiet rupjo sietu splautuvē

- 3 Iemontējiet priekšfiltru (ja tā nav šļūteņu turētājā)




MULTI SYSTEM TYP 1 iebūvējamais variants


- 4 Aiz 1. moduļa (ja ir elektrību vadītspējīga pamatne) uzstādiet kontakta aizsargplāksni



- 5 Pievienojiet splaujamtrauka noplūdes šļūteni



- 6 Pievienojiet noplūdes šļūteni




- 7 Pievienojiet sūcējšļūteni, kas nāk no šļūteņu turētāja (atsūkšanas šļūtene) un iet uz atsūkšanas iekārtu (vakuuma šļūtene)

MULTI SYSTEM TYP 1 ar noseškārbu


MST 1 novietojums, izmantojot noseškārbu:

Splaujamtrauka noplūde virs E (sarkana), amalgamas atdalītāja noplūde zem A (dzeltena), vismaz 700 mm brīvais augstums (zaļa) līdz šļūteņu turētājam

- 8
- E**
- A**
- brīvais augstums



- 9 Pievienojiet splaujamtrauka noplūdes šļūteni



- 10 Pievienojiet sūcējšļūteni, kas nāk no šļūteņu turētāja (atsūkšanas šļūtene)

5.3.1. Opcionālo piederumu, papildaprīkojuma un rezerves daļu instalācija un montāža



Montāžu, izmaiņas vai remontus drīkst veikt tikai autorizēti speciālisti (skatīt 3.2. nodaļu „Drošības norādījumi”)! Papildu informāciju un palīdzību saistībā ar remontiem, papildaprīkojuma uzstādīšanu, kļūdu analīzi utt. jūs varat jautāt arī uzņēmuma METASYS tehniskajam klientu servisam.


5.3.1.1. Papildu aprīkošana ar centrifūgas sūkņa pretvārstu

No splaujamtrauka nākoši sūkšanas trokšņi var rasties, ja ir pārāk liels atsūkšanas iekārtas vakuums vai starp splaujamtrauku un amalgamas atdalītāju ir taisnas un īsas savienojošās caurules.

Ar MULTI SYSTEM TYP 1 saistītu sūkšanas trokšņu gadījumā vispirms jāpārbauda vakuums (maks. 250 mbar) un gaisa pieplūdes vārsts. Ja trokšņi saglabājas, neskatoties uz pareizu vakuumu, tos var novērst ar ārēju pretvārstu.

1 Sagatavošanās:


Apm. 5 cm attālumā no centrifūgas pārgrieziet centrifūgas sūkni un 2. moduli savienošo cauruli.



Montāža:

2 Savienojiet pretvārsta vidējo pieslēgumu ar 2. moduļa līkumu.

Otru pieslēgumu savienojiet ar centrifūgas sūkni.



Darbības pārbaude:



Pareizas darbības pārbaudes ietvaros jākontrolē tālāk norādītie punkti. Ja kādā no šiem punktiem tiek konstatētas kļūdas, jāseko norādēm 4. solī.


Atsūkšanas procesā 2. modulī no centrifūgas sūkņa nedrīkst iekļūt ūdens.

3

Atsūkšanas laikā ārējais pretvārsts nedrīkst radīt nekādus trokšņus.

Vecot sūknēšanu atpakaļ no centrifūgas, jābūt nodrošinātai normālai ūdens caurplūdei.

Veicot sūknēšanu atpakaļ no centrifūgas, no pretvārsta nedrīkst iztecēt ūdens.



Regulēšana:

4 Apakšdaļa nedrīkst būt pievienota pārāk cieši! To var korigēt, apakšdaļu nedaudz pagriežot (ar maksimāli 1/4 apgriezienu pa kreisi vai pa labi). Pēc tam vēlreiz veiciet darbības pārbaudi (3. solis).




5.3.2. Citu ierīču pieslēgšana

Pieslēdzot METASYS ierīci pie citām ierīcēm vai sistēmām, var rasties apdraudējums. Tādēļ jānodrošina, lai nerastos apdraudējums lietotājam vai pacientam un kaitējums apkārtējai videi. Jāievēro pieslēdzamās ierīces vai sistēmas ražotāja norādes.

5.4. Elektronika

Pieslēgumu elektrotīklam drīkst izveidot tikai elektriķis. Elektroinstalācija jāizveido saskaņā ar spēkā esošajiem, vietējiem noteikumiem. Pirms pieslēgšanas elektrotīklam nominālais spriegums ierīces datu plāksnītē jāsalīdzina ar tīkla sprieguma.

5.4.1. Elektriskie pieslēgumi



- | | |
|---|---|
| 1 | Galvenā plate |
| 2 | Diagnostikas plate |
| 3 | 2. modulis |
| 4 | 3. modulis |
| 5 | Ārējais indikatoru panelis |
| 6 | Turētāja slēdzis un atsūkšanas iekārtas atvienošanas relejs |

- | | |
|-----|--|
| SV1 | Centrifūgas ieplūdes zondes spraudnis |
| SV2 | Centrifūgas motora spraudnis |
| SV3 | Barošanas spraudnis (24 V AC) |
| SV4 | Ārējā indikatoru paneļa spraudnis |
| SV5 | Savienojums ar diagnostikas plati (motora un magnētiskā vārsta barošana 2. modulī) |
| SV6 | Savienojums ar diagnostikas plati (zondes 2. modulī) |
| SV7 | Turētāja signāla spraudnis (12 - 24 V AC vai DC) |
| F1 | MULTI SYSTEM TYP250/T 3, 15 A / UN 250 V / ICN 35 A galvenais drošinātājs |
| F2 | MST250/T 1,6 A / UN 250 V / ICN 35 A drošinātājs 2. moduļa sūkņa motoram |



Noņemot tiltiņus no J1, J2 un J3, tiek panākta labāka zonžu nostrāde, ja ir samazināta ūdens vadītspēja.



Bīstami:

Barošanas spriegums jāiegūst no drošības transformatora, kurš atbilst IEC 601-1 / VDE 0750 1. daļas / DIN EN 60601-1 un IEC 60742 + A1 / DIN EN 60742 prasībām.


Bīstami:

Drošinātājus drīkst nomainīt tikai pret tāda paša tipa drošinātājiem!

6. Lietošana


6.1. Normāla darbība

Jānodrošina, lai piepildījuma līmeņa mērīšanai vismaz 1 reizi darba dienas laikā ierīce tiktu izslēgta. 24 V AC strāvas pieslēgums jāizvieto aiz ierīces vai zobārstniecības kabineta galvenā slēdža.



6.2. Ārējais un iekšējais indikatoru panelis

6.2.1. Ārējais indikatoru panelis



1	LED 1	Deg zaļā krāsā	Darba gatavībā
2	LED 2	Mirgo sarkanā krāsā	Centrifūgas traucējums
3	LED 3	Deg dzeltenā krāsā + ar RESET atslēdzams zummera signāls	Piepildījuma indikators: Trauks ir 95% pilns
		Deg dzeltenā krāsā + ar RESET neatslēdzams zummera signāls	Piepildījuma indikators: Trauks ir 100% pilns
4	RESET	Bez krāsas	RESET taustiņš Ja trauka piepildījums ir 95%, zummera signālu var atslēgt ar RESET taustiņu.

6.2.2. Iekšējais indikatoru panelis



1	Signāllampīņa 1	Turētāja signāls	Atsūkšanas šļūtene izcelta (SV7 spraudnī ir 12-24 V AC vai DC)
2	Signāllampīņa 2	Magnētiskais vārsts 2. modulī	Magnētiskais vārsts 2. modulī ir aktivizēts (avārijas izslēgšanās zonde nav nostrādājusi)
3	Signāllampīņa 3	2. moduļa sūknis	2. moduļa sūknis ir aktivizēts
4	Signāllampīņa 4	Centrifūgas ieplūdes zonde	Centrifūgas ieplūdes zondei ir kontakts

6.3. Kļūdu ziņojumi



Montāžu, izmaiņas vai remontus drīkst veikt tikai autorizēti speciālisti (skatīt 3.2. nodaļu „Drošības norādījumi”)! Papildu informāciju un palīdzību saistībā ar remontiem, papildu aprīkojuma uzstādīšanu, kļūdu analīzi utt. jūs varat jautāt arī uzņēmuma METASYS tehniskajam klientu servisam.

Kļūdas ziņojums	Iespējamās cēlonis	Novēršanas pasākumi
Mirgo sarkanā LED 2, centrifūgas traucējums	Bojāta centrifūga	Vairākas reizes izslēdziet un pēc īsa brīža atkal ieslēdziet galveno slēdzi. Ja kontrollampīņa pēc īsa brīža atkal iedegas, sazinieties ar savu servisa tehniķi.
Deg dzeltenā LED 3 + ar RESET atslēdzams zummera signāls	Savācējtrauks ir 95% pilns	Ieteicams veikt savācējtrauka nomaiņu, darbu var turpināt līdz 100%. Zummera signālu var atslēgt ar RESET taustiņu. LED 3 turpina degt kā atgādinājums. Ikreiz ieslēdzot galveno slēdzi, zummera signāls atskan no jauna. (Skatīt 7.2.1. nodaļu Savācējtrauka nomaiņa un 7.2.2. nodaļu Savācējtrauka utilizācija)
Deg dzeltenā LED 3 + ar RESET neatslēdzams zummera signāls	Savācējtrauks ir 100% pilns	Jānomaina savācējtrauks. Sakarā ar to, ka ir bloķēts selektīvais vārsts, darbu turpināt nav iespējams. (Skatīt 7.2.1. nodaļu Savācējtrauka nomaiņa un 7.2.2. nodaļu Savācējtrauka utilizācija)
Centrifūga neizslēdzas automātiski un pastāvīgi darbojas Ārējais indikatoru panelis neko neuzrāda	Centrifūgas ieplūdes zondes īssavienojums	Notīriet vai nomainiet centrifūgas ieplūdes zondi (skatīt 7.1.2. nodaļu Centrifūgas ieplūdes zondes tīrīšana)
Nevar palaist centrifūgu	Netīra vai bojāta centrifūgas zonde	Notīriet centrifūgas zondi, pārbaudiet plates un kontaktu savienojumus
Netiek aktivizēta atsūkšanas plūsma	Bojāts magnētiskais vārsts (2. moduļa)	Notīriet vai nomainiet magnētisko vārstu (skatīt 7.2.8. nodaļu Magnētiskā vārsta nomaiņa)
Sūkņa (2. moduļa) darbības laikā traukā veidojas burbuļi	Nav sūkņa sieta vai hidrauliskās bremzes vai tie ir demontēti	Iemontējiet vai nomainiet sietu vai hidraulisko bremzi
Nepietiekama sūkņa jauda	Nav sūkņa sieta vai tas ir demontēts	Iemontējiet vai nomainiet sietu
Nevar palaist sūkni (2. moduļa)	Bojāts sūknis, netīras vai bojātas zondes	Pilnībā nomainiet 2. moduli (skatīt 7.2.6. nodaļu 2. moduļa nomaiņa) vai notīriet zondes (skatīt 7.1.2. nodaļu Centrifūgas ieplūdes zondes tīrīšana, 3.-6. solis)


7. Kopšana un uzturēšana

Lai nodrošinātu ierīces 5 gadu paplašināto darbmužu, ir jāievēro sniegtās tīrīšanas un apkopes norādes, kā arī minētās uzstādīšanas prasības un ekspluatācijas apstākļi.

7.1. Regulārie tīrīšanas darbi

Lai nodrošinātu netraucētu darbību, pēc katras procedūras uz īsu brīdi jāaktivizē splanjamtrauka skalošana un katra atsūkšanas šļūtene jāizskalo ar aukstu ūdeni, lai caurules atbrīvotu no materiālu paliekām.

Regulāri jāveic šādi tīrīšanas darbi:

Darbs	Intervāls	
Atsūkšanas iekārtas tīrīšana un dezinfekcija	2 x dienā	Skatīt 7.1.1. nodaļu Ikdienas tīrīšana ar GREEN&CLEAN M2
Filtra kārbas iztukšošana un tīrīšana	Vismaz 1 x nedēļā, atkarībā no darba intensitātes iztukšošana var būt nepieciešama arī ik dienu	Izņemiet un iztīriet filtra kārbu. Amalgamu saturošās paliekas no filtra kārbas savāciet piemērotā traukā. 
Centrifūgas ieplūdes zondes tīrīšana	Pēc nepieciešamības un traucējuma gadījumā	Skatīt 7.1.2. nodaļu Centrifūgas ieplūdes zondes tīrīšana
Trauka nomaiņa	Pēc nepieciešamības / vismaz 1 x gadā	Skatīt 7.2.1. nodaļu Savācējtrauka nomaiņa un 7.2.2. nodaļu Savācējtrauka utilizācija

7.1.1. Ikdienas tīrīšana ar GREEN&CLEAN M2


2 x dienā (pusdienlaikā/vakarā) un pēc ķirurģiskām procedūrām jāveic dezinfekcija ar noteikto dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekli GREEN&CLEAN M2.

Ideālā gadījumā GREEN&CLEAN M2 jāpielieto arī pirms zobārstniecības iekārtas ilgākas dīkstāves (pusdienas pārtraukums, nedēļas nogale vai atvaļinājums).


Informāciju par lietošanu un drošības norādījumus skatiet GREEN&CLEAN M2 lietošanas instrukcijā.

7.1.2. Centrifūgas ieplūdes zondes tīrīšana


- 1 Izslēdziet galveno slēdzi.




- 2 Paceliet 2. moduļa fiksatoru uz augšu un izņemiet 2. moduli.



- 3 Izvelciet no filtra korpusa zondi.




- 4 Notīriet zondi un iztīriet zondes atveri filtra korpusā.




- 5 Ieziediet zondes blīvģredzenu ar universālu silikona smēri.


- 6 Ievietojiet zondi filtra korpusā, līdz tā dzirdami nofiksējas.



- 7 Uzmanīgi iebīdīet 2. moduli atpakaļ ietvarā un aizveriet fiksatoru.



- 8 Ieslēdziet galveno slēdzi.



7.2. Apkope un serviss



Montāžu, izmaiņas vai remontus drīkst veikt tikai autorizēti speciālisti (skatīt 3.2. nodaļu „Drošības norādījumi”)! Papildu informāciju un palīdzību saistībā ar remontiem, papildaprīkojuma uzstādīšanu, kļūdu analīzi utt. jūs varat jautāt arī uzņēmuma METASYS tehniskajam klientu servisam.



Brīdinājums:

Izslēdziet zobārstniecības iekārtas galveno slēdzi!



Brīdinājums:

Izvairieties no kontakta ar amalgamas atdalītāja saturu!



Brīdinājums:


Kontaminācijas risks: Lai novērstu infekcijas, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (roku, acu un mutes-deguna aizsargus) un dezinficējiet un tīriet ierīci!

7.2.1. Savācējtrauka nomaiņa


- 1 Sagatavojiet jaunu savācējtrauku.



- 2 Paceliet 2. moduļa fiksatoru uz augšu, izņemiet moduli un novietojiet uz līdzenas, neslīdošas pamatnes.




- 3 Atveriet 2. moduļa 4 dzeltenos klipšus, pieturiet savācējtrauku un noceliet augšdaļu.




Ja ir netīrs sūkņa siets (1), noņemiet to, iztīriet virs kāda trauka atkritumu savākšanai un uzlieciet atpakaļ uz sūkņa iesūkšanas korpusa.

- 4 Zondes 2. modulī (3) noslaukiet ar papīra salveti. Lai atvieglotu 2. moduļa tīrīšanu, iespējams noņemt arī pneimatisko bremzi (2).

Saliekot visu atpakaļ, sekojiet pozīciju marķējumiem (bultiņa uz pneimatiskās bremzes, rēva 2. modulī)!



- 5 Uzlieciet iztīrīto un pareizi samontēto 2. moduli uz jaunā savācējtrauka.
Nemiet vērā marķējumu PRIEKŠPUSE uz savācējtrauka!
Pilno savācējtrauku atbilstoši norādēm noslēdziet un utilizējiet (skatīt 7.2.2. nodaļu Pilna savācējtrauka utilizācija).




Aizveriet 2. moduļa 4 dzeltenos klipšus.


- 6 Bļīvgredzenus stiprinājuma elementa kreisajā un labajā pusē notīriet ar mitru papīra salveti un ieziediet ar universālo silikona smēri (vai vazelīnu).



- 7 Uzmanīgi iebīdīet 2. moduli atpakaļ ietvarā un aizveriet fiksatoru.



- 8 Ieslēdziet zobārstniecības iekārtas galveno slēdzi.
Ierīce 2 x uz īsu brīdi ieslēdzas, un ārējā indikatoru panelī iedegas zaļā LED 1 (Darba gatavībā).



7.2.2. Savācējtrauka utilizācija


Pilno savācējtrauku var nodot mūsu firmas atkritumu pārstrādes uzņēmumam METASYS logistics & collection GmbH.

Utilizācijas apliecinājumi jā saglabā saskaņā ar attiecīgās pavalsts noteikumiem.


Ja, beidzoties lietošanas laikam, demontē visu ierīci, to var atgriezt ražotājam noteikumiem atbilstoši utilizācijai (skatīt 8.2. nodaļu Otrreizējā pārstrāde un utilizācija).

Ielejiet dezinfekcijas līdzekli sūkšanas sistēmām pilnā savācējtraukā.


- 1  **GREEN & CLEAN M2**
MULTI SYSTEM TYP 1:
10 ml GREEN&CLEAN M2




- 2 Noslēdziet pilno savācējtrauku ar zaļo vāku, to cieši uzspiežot.




- 3 Pārliecinieties, ka noslēgvāka 8 drošības mēlītes ir nokinājis pie trauka.




- 4 Veiciet hermētiskuma pārbaudi, apgāžot savācējtrauku virs tvertnes atkritumu savākšanai otrādi. Ja nepieciešams, noslēdziet vāku vēl ciešāk.



- 5 Ievietojiet pareizi noslēgtu savācējtrauku stiropora konteinerā, kas sastāv no 2 daļām, un pēc tam – transportēšanai paredzētajā kartona kastē.



- 6 Aizveriet kartona kasti saskaņā ar pievienoto instrukciju.




Pilno savācējtrauku nododiet utilizācijai atbilstošam atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

- 7 **Utilizējot ar METASYS logistics & collection GmbH starpniecību:**

Lai iegūtu detalizētu informāciju par utilizāciju jūsu valstī, apmeklējiet tīmekļa vietni www.metasys.com/collection_centers!

- 8 Plombēšanas materiālu paliekas, no sieta iztīrītās paliekas vai citi amalgamu saturoši atkritumi jāsavāc piemērotā traukā, un tos var utilizēt ar atkritumu pārstrādes uzņēmuma starpniecību (piem., METASYS logistics & collection GmbH).




7.2.3. Normālas darbības pārbaude




Normālas darbības pārbaudē tiek testētas ierīces funkcijas. Šī pārbaude jāveic pēc instalācijas, kā arī ikreiz pēc remonta!

Ieslēdziet galveno slēdzi:

- 1 Ārējā indikatoru panelī iedegas zaļā LED 1.
Centrifūga divas reizes uz īsu brīdi ieslēdzas un tad strauji apstājas.



- 2 Izceliet atsūkšanas šļūteni:
Iekšējā indikatoru panelī deg signāllampīņa 1 un signāllampīņa 2, tiek aktivizēta atsūkšanas plūsma.




Aktīvi iesūciet ūdeni, līdz atsūkšanas plūsma tiek pārtraukta:

- 3 Savācējtraukā iekļūst vairāk ūdens, nekā sūknis spēj sūknēt (min. 1,5 l/min), un nostrādā avārijas izslēgšanas zonde.


- 4 Iekšējā indikatoru panelī deg signāllampīņa 1, signāllampīņa 3 un signāllampīņa 4. Signāllampīņa 2 nedeg, jo magnētiskais vārsts ir aizvērts un līdz ar to ir pārtraukta atsūkšanas plūsma.
Pēc 2-3 sekundēm atsūkšanas plūsma atkal tiek aktivizēta.




- 5 Iekšējā indikatoru panelī deg visas signāllampīņas (turētāja signāls, aktivizēts magnētiskais vārsts, darbojas 2. moduļa sūknis, darbojas centrifūga).
Pēc apm. 15 sekundēm centrifūga un sūknis izslēdzas.



- 6 Iekšējā indikatoru panelī tagad deg tikai signāllampīņa 1 un 2. Pēc īsa pārtraukuma centrifūga atkal sāk darboties un apm. 5 sekundes pārsūknē atdalītās daļiņas ar atlikušo ūdens daudzumu uz savācējtrauku.



- 7 Iekārtiet atsūkšanas šļūteni:
Iekšējā indikatoru panelī nedeg neviena signāllampīņa.



Ieslēdziet sļautuves skalošanu:

Iekšējā indikatoru panelī tagad deg tikai signāllampīņa 4. Centrifūga darbojas tik ilgi, kamēr darbojas sļaujamtrauka skalošana, tad tā strauji apstājas un vēlreiz veic īsu atsūknēšanas ciklu.

- 8 Iekšējā indikatoru panelī nedeg neviena signāllampīņa.



7.2.4. 1 gada servisa komplekts




Saskaņā ar Vācijas Būvtehnikas institūta norādēm speciālistam vismaz reizi gadā jāpārbauda amalgamas atdalītāju indikācijas elementu darbība!

METASYS nosaka, ka 1 gada pārbaude ir obligāta.

1 gada pārbaudei ir jābūt fiksētai ierīces dokumentos!


LED 1 (Darba gatavībā) pārbaude

Izslēdziet un tad atkal ieslēdziet galveno slēdzi

**1**

Deg zaļā LED 1:

Centrifūga divas reizes uz īsu brīdi ieslēdzas un tad strauji apstājas

**LED 2 (Centrifūgas traucējums) pārbaude**

Izslēdziet galveno slēdzi

Izņemiet 2. moduli

Atvienojiet centrifūgas spraudni SV2 galvenajā platē (1)

Galvenajā platē izveidojiet ligzdas SV2 īsslēgumu (2)

Kad ligzda SV2 ir savienota īsslēgumā, ieslēdziet galveno slēdzi


Mirgo sarkanā LED 2:

Ja ir ievietots 2. modulis, atsūkšana nav iespējama

Izslēdziet galveno slēdzi

Pievienojiet centrifūgas spraudni SV2 galvenajā platē

Ievietojiet atpakaļ 2. moduli

2**LED 3 (Piepildījuma indikators) pārbaude**

Izslēdziet galveno slēdzi

Izņemiet 2. moduli

Atvienojiet centrifūgas spraudni SV2 galvenajā platē (1)

Galvenajā platē aizsedziet fotoreleja apakšējo diodi (2)

Ieslēdziet galveno slēdzi (3)

Deg dzeltenā LED 3:

Atskan zumbas (atslēdzams ar RESET)

Izslēdziet galveno slēdzi

Galvenajā platē aizsedziet abas fotoreleja diodes (2)

Ieslēdziet galveno slēdzi (3)

Deg dzeltenā LED 3:


Atskan zumbas (nav atslēdzams)

Ja ir ievietots 2. modulis, atsūkšana nav iespējama

Izslēdziet galveno slēdzi

Pievienojiet atpakaļ centrifūgas spraudni SV2

Ievietojiet atpakaļ 2. moduli

3**4 Veiciet normālas darbības pārbaudi**

skatīt 7.2.3. nodaļu Normālas darbības pārbaude

7.2.5. 5 gadu servisa komplekts




Saskaņā ar Noteikumu par notekūdeņu attīrīšanu 50. pielikumu ne vēlāk kā ik pēc 5 gadiem atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanai jāpārbauda atbilstošs amalgamas atdalītāja stāvoklis.

5 gadu pārbaudei ir jābūt fiksētai ierīces dokumentos!


1	Jāveic 1 gada pārbaude	skatīt 7.2.4. nodaļu 1 gada servisa komplekts
2	Jāpārbauda, vai amalgamas atdalītājs ir uzstādīts un pieslēgts pareizi saskaņā ar uzstādīšanas nosacījumiem	skatīt 5.2. nodaļu Uzstādīšanas nosacījumi
3	Jāveic atsūkšanas šļūteņu un splautuves dezinfekcija un tīrīšana	skatīt 7.1.1. nodaļu Ikdienas tīrīšana ar GREEN&CLEAN M2
4	Jāveic centrifūgas kameras vizuālā pārbaude	skatīt 7.2.5.1. nodaļu Centrifūgas vizuālā pārbaude
5	Veiciet normālas darbības pārbaudi	skatīt 7.2.3. nodaļu Normālas darbības pārbaude

7.2.5.1. Centrifūgas vizuālā pārbaude


- 1 Paceliet 2. moduļa fiksatoru uz augšu un izņemiet 2. moduli.




- 2 Noņemiet centrifūgas kronšteina klipsi.



- 3 Pavelciet centrifūgas kronšteinu uz leju un noņemiet no centrifūgas vāku (nenoņemiet centrifūgas iekšējās blīvi!).



- 4 Izņemiet centrifūgu, to sagāžot.



Noņemiet centrifūgas atloka vāciņu (1).


Atskrūvējiet 4 centrifūgas atloka (2) stiprinājuma skrūves un izņemiet atloku.

Izņemiet abas iekšējās centrifūgas daļas (3) virzienā uz augšu.

Atvienojiet iekšējo un ārējo centrifūgas kameru vienu no otras.

- 5 Turiet katru centrifūgas kameru atsevišķi pret gaismas avotu un vizuāli pārbaudiet, vai tā nav netīra; īpašu uzmanību pievēršiet tam, vai ir brīvas izplūdes atveres kameru apakšdaļā. Centrifūgas kameras, uz kurām konstatēti lieli netīrumi, nosēdumi vai cieto daļiņu nogulsnes, ir jānomaina!

Nepieciešamības gadījumā jānomaina visa centrifūga.



6	Samontējiet centrifūgu apgrieztā secībā (ņemiet vērā centrifūgas kameru regulēšanas tapas un urbuma pozīciju!).	
7	Veiciet normālas darbības pārbaudi	skatīt 7.2.3. nodaļu Normālas darbības pārbaude

7.2.6. 2. moduļa nomaiņa

1	Sagatavojiet jaunu 2. moduli (bez savācējtrauka).
2	Paceliet 2. moduļa fiksatoru uz augšu, izņemiet moduli un novietojiet uz līdzenas, neslīdošas pamatnes.
3	Atveriet 2. moduļa 4 dzeltenos klipšus.
4	Pieturiet savācējtrauku un noliet augšdaļu.
5	Uzlieciet jauno 2. moduli (bez savācējtrauka) uz savācējtrauka. Ņemiet vērā marķējumu PRIEKŠPUSE uz savācējtrauka!
6	Aizveriet 2. moduļa 4 dzeltenos klipšus. Blīvgredzenus stiprinājuma elementa kreisajā un labajā pusē notīriet ar mitru papīra salveti un ieziediet ar universālo silikona smēri (vai vazelīnu).
7	Uzmanīgi iebīdiet 2. moduli atpakaļ ietvarā un aizveriet fiksatoru.

7.2.7. 3. moduļa nomaiņa

Skatīt 7.2.5.1. nodaļu Centrifūgas vizuālā pārbaude.

7.2.8. Magnētiskā vārsta nomaiņa

1	Paceliet 2. moduļa fiksatoru uz augšu, izņemiet moduli un novietojiet uz līdzenas, neslīdošas pamatnes.
2	Izskrūvējiet noseškārbas skrūves (3 gab.).
3	Noņemiet noseškārbu.
4	Noskrūvējiet magnētiskā vārsta spārnuzgriezni.
5	Izvelciet magnētisko vārstu.
6	Atvienojiet no kontaktligzdas pieslēguma kabeli.
7	Ievietojiet jaunu magnētisko vārstu un pieslēdziet pieslēguma kabeli kontaktligzdai.
8	Nostipriniet magnētisko vārstu ar spārnuzgriezni.
9	Uzlieciet noseškārbu un nostipriniet ar skrūvēm (3 gab.).
10	Uzmanīgi iebīdiet 2. moduli atpakaļ ietvarā un aizveriet fiksatoru.
11	Veiciet normālas darbības pārbaudi - skatīt 7.2.3. nodaļu Normālas darbības pārbaude

7.2.9. Ieplūdes elementa nomaiņa

1	Izskrūvējiet no filtra korpusa (1. modulis) skrūves (3 gab.).
2	Izvelciet ieplūdes elementu.
3	Atvienojiet caurspīdīgo šļūteni un atbilstoši utilizējiet ieplūdes elementu.
4	Pievienojiet caurspīdīgo šļūteni jaunajam ieplūdes elementam.
5	Piemontējiet ieplūdes elementu pie priekšfiltra.
6	Nofiksējiet ieplūdes elementu ar skrūvēm (3 gab.) pie filtra korpusa (1. modulis).

8. Eksploatācijas pārtraukšana

8.1. Demontāža


Brīdinājums:

Pirms demontāžas atvienojiet no strāvas avota!


Brīdinājums:

Kontaminācijas risks: Lai novērstu infekcijas, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (roku, acu, mutes un deguna aizsargus) un dezinficējiet un tīriet ierīci!

Ja ierīci nepieciešams nogādāt atpakaļ noliktavā vai METASYS, jāizmanto METASYS oriģinālais iepakojums. Pirms transportējamās METASYS ierīces iepakojšanas tā jāiztīra un jādezinficē. Visas atveres, pa kurām var iztecēt atlikušais šķidrums, ir jānoslēdz.

8.2. Otrreizējā pārstrāde un utilizācija



Ierīce var būt kontaminēta! Lūdzu, norādiet uz to atkritumu pārstrādes uzņēmumam, lai tas varētu veikt atbilstošus piesardzības pasākumus. Tāpat atbilstoši valsts noteikumiem jāutilizē ar amalgamu piesārņotās daļas, piem., sieti, filtri, šļūtenes utt.

Ierīces plastmasas daļas, kas nav kontaminētas, var nodot plastmasas otrreizējai pārstrādei. Iebūvētās elektroniskās detaļas (tostarp plate) jāutilizē kā elektroniskie atkritumi. Metāla daļas jāutilizē kā metāllūžņi.

Alternatīvs veids, kā atbrīvoties no ierīces, ir atgriezt to ražotājam, kurš parūpēsies par atbilstošu utilizāciju. Pirms transportējamās METASYS ierīces iepakojšanas tā jāiztīra un jādezinficē. Visas atveres, pa kurām var iztecēt atlikušais šķidrums, ir jānoslēdz. Sūtīšanai jāizmanto METASYS oriģinālais iepakojums.

Montāžas ziņojums un ierīces dokumentācija jāuzglabā vēl 5 gadus pēc ierīces utilizācijas.

9. Pielikums

9.1. Pasūtījumu numuri un piegādes komplekts

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums	Piegādes komplekts	REF
101000001	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1)	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar standarta piederumiem un lietošanas instrukciju	101000001
101000002	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) KaVo	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar KaVo piederumiem un lietošanas instrukciju	101000002
101000003	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) Ultradent	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar Ultradent piederumiem un lietošanas instrukciju	101000003
101000004	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) Finndent	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar Finndent piederumiem un lietošanas instrukciju	101000004
101000005	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) Planmeca	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar Planmeca piederumiem un lietošanas instrukciju	101000005
101000006	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) Castellini	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar Castellini piederumiem un lietošanas instrukciju	101000006
101000007	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) floor model, 230 V	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar nasegkāršu, standarta piederumiem un lietošanas instrukciju	101000007
101000008	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) OMS	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar OMS piederumiem un lietošanas instrukciju	101000008
101000009	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) Eur MED	Ierīce ar Eur MED piederumiem un lietošanas instrukciju	101000009
101000010	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) CEFLA	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar CEFLA piederumiem un lietošanas instrukciju	101000010
101000011	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) module 1, 2, 3	Amalgamas atdalīšanas ierīce bez piederumiem, ar lietošanas instrukciju	101000011
101000012	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) FR	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar standarta piederumiem un lietošanas instrukciju (pieejama tikai Francijā)	101000012
101000013	MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) floor model, FR, 230 V	Amalgamas atdalīšanas ierīce ar nasegkāršu, standarta piederumiem un lietošanas instrukciju (pieejama tikai Francijā)	101000013

9.1.1. Piederumi, servisa komplekti, savācējtrauki un rezerves daļas

Servicekits

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums	Piegādes komplekts
120000235	ET MST 1, annual inspection kit (international)	1x 120000216 inlet frame / 1x 120000204 membrane, 5 pcs / 1x 120000169 sieve for container pump, 10 pcs / 1x 120000159 elbow, hose for module 2 / 1x filter drawer / 1x replacement container / 8x plastic screws
120000234	ET MST 1, annual inspection kit, DE (Germany)	1x 120000216 inlet frame / 1x 120000204 membrane, 5 pcs / 1x 120000169 sieve for container pump, 10 pcs / 1x 120000159 elbow, hose for module 2 / 1x filter drawer / 1x 113000043 replacement container / 8x plastic screws
120000229	ET MST 1, 5-year inspection kit (international)	1x 120000235 annual inspection kit / 1x 120000205 magnetic valve / 1x 120000155 centrifuge cap, 5 pcs / 1x 120000206 air deflector / 1x 120000160 water deflector / 1x 120000153 centrifuge chambers / 1x 120000154 centrifuge pump cover, 5 pcs / 2x hoses
120000228	ET MST 1, 5-year inspection kit, DE (Germany)	1x 120000234 annual inspection kit / 1x 120000205 magnetic valve / 1x 120000155 centrifuge cap, 5 pcs / 1x 120000206 air deflector / 1x 120000160 water deflector / 1x 120000153 centrifuge chambers / 1x 120000154 centrifuge pump cover, 5 pcs / 2x hoses

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums	Piegādes komplekts
120000230	ET MST 1, special inspection kit (incl. magnetic valve)	1x 120000229 5-year inspection kit / 1x 120000152 centrifuge seal, spring washer / 1x 120000223 ventilation hose filter housing / 1x spring washer, water outlet / 1x seal, water outlet

Savācējtrauki

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums	Pasūtījuma numurs	Apzīmējums
113000054	EB MST 1, replacement container, INT (international)	113000065	EB MST 1, replacement container, GR
113000043	EB MST 1, replacement container, AT	113000053	EB MST 1, replacement container, HU
113000045	EB MST 1, replacement container, AU	113000055	EB MST 1, replacement container, IT
113000046	EB MST 1, replacement container, CH	113000056	EB MST 1, replacement container, NO
113000047	EB MST 1, replacement container, CZ	113000058	EB MST 1, replacement container, PL
113000049	EB MST 1, replacement container, DE	113000059	EB MST 1, replacement container, SI
113000051	EB MST 1, replacement container, FI	113000060	EB MST 1, replacement container, SK
113000052	EB MST 1, replacement container, FR		

Rezerves daļas

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums	Pasūtījuma numurs	Apzīmējums
120000152	ET MST 1, centrifuge seal, spring washers	120000201	ET MST 1, module 2, separation without container
120000153	ET MST 1, centrifuge chambers	120000202	ET MST 1, module 2, sensors
120000154	ET MST 1, centrifuge pump cover, 5 pcs	120000203	ET MST 1, module 2, membrane cover
120000155	ET MST 1, centrifuge cap, 5 pcs	120000204	ET MST 1, membrane, 5 pcs
120000156	ET MST 1, centrifuge inlet sensor	120000205	ET MST 1, magnetic valve
120000157	ET MST 1, centrifuge cover	120000206	ET MST 1, air deflector
120000158	ET MST 1, centrifuge support, locking piece, 5 pcs	120000207	ET MST 1, empty housing for module 2
120000159	ET MST 1, elbow, hose for module 2	120000208	ET MST 1, cable suction hose switch
120000160	ET MST 1, water deflector	120000209	ET MST 1, external display cable, 500 mm
120000161	ET MST 1, wall bracket/module 1	120000210	ET MST 1, main board
120000162	ET MST 1, locking bracket	120000211	ET MST 1, ribbon cable, 1x3-pole, 1x6-pole
120000163	ET MST 1, transfer elbow, hoses	120000212	ET MST 1, filter drawers, 10 pcs
120000164	ET MST 1, plugs for filter housing, small and large, 5 each	120000213	ET MST 1, filter housing with filter
120000165	ET MST 1, power supply plug (BL2 orange), 5 pcs	120000214	ET MST 1, filter housing
120000166	ET MST 1, splash guard, 10 pcs	120000149	ET MST 1/WEK, transformer for floor model
120000167	ET MST 1, small locking bracket for for container mounting, 12 pcs	120000604	ET MST 1/WEK, cover for floor model
120000168	ET MST 1, siphon for floor model cover	120000227	ET MST 1, floor model without power supply
120000169	ET MST 1, sieve for container pump, 10 pcs	120000215	ET MST 1, external display
120000170	ET MST 1, safety clip, 5 pcs	120000216	ET MST 1, inlet frame
120000171	ET MST 1, fuse T 3.15 A, 5 pcs	120000217	ET MST 1, seal kit centrifuge inlet
120000172	ET MST 1, fuse T 1.6 A, 5 pcs	120000218	ET MST 1, diagnostic board
120000173	ET MST 1, separation pump	120000219	ET MST 1, cover module 2

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums
120000174	ET MST 1, vibration damper centrifuge
120000175	ET MST 1, screw cap
120000177	ET MST 1, non-return valve, centrifuge pump
120000179	ET MST 1, clean water outlet, spring washer
120000180	ET MST 1, test set, control slider, test plug
120000199	ET MST 1, Novadent, adapter kit
120000200	ET MST 1, module 3, centrifuge


Dezinfekcijas līdzekļi

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums
122000026	GREEN&CLEAN M2 red/green 500 ml, 1 bottle each, dispenser
122000027	GREEN&CLEAN M2 red/green 500 ml, 2 bottles each
122000028	GREEN&CLEAN M2 red/green 500 ml, 1 bottle each


Pasūtījuma numurs	Apzīmējums
120000221	ET MST 1, socket strip BL7, orange, 5 pcs
120000223	ET MST 1, ventilation hose filter housing
120000225	ET MST 1, complete separator without power supply
120000226	ET MST 1, suction housing separation pump, 5 pcs
120000617	ET MST 1, water outlet seal, spring ring
120000605	ET MST 1, lid

Pasūtījuma numurs	Apzīmējums
122000030	GREEN&CLEAN M2 green 500 ml, 25 bottles
122000031	GREEN&CLEAN M2 red 500 ml, 25 bottles
121000009	AH GREEN&CLEAN, M2, dispenser


1. modulis



2. modulis



3. modulis



9.2. Garantijas noteikumi

Noteiktiem produktiem METASYS dod 12-36 mēnešu garantiju (garantijas termiņš atkarīgs no produkta atbilstoši norādēm spēkā esošajā cenu lapā).*

Garantija attiecas uz visām materiālu kļūdām, kuras ierīces darbību ietekmē vairāk nekā nenozīmīgi. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kuri rodas nepareizas vai nelietpratīgas lietošanas un normāla nodiluma rezultātā. Bez tam garantija neattiecas uz amalgamas savācējtrauka nomaiņu un uz tādām viegli plīstošām daļām kā stikls, plastmasa, šļūtenes, filtri, kondensāta filtri vai membrānas. Garantijas pakalpojumos neietilpst iespējama darba un nokļūšanas laiks.

Lai noteiktu, vai garantija ir spēkā, pēc pareizi veiktas montāžas uzņēmumam METASYS nekavējoties jānosūta ierīcei pievienotais montāžas ziņojums. Šādā gadījumā garantijas termiņš sākas no ekspluatācijas sākšanas brīža. Ja montāža veikta bez montāžas ziņojuma nosūtīšanas METASYS, zūd jebkādas garantijas prasības. Montāžai un montāžas ziņojuma nosūtīšanai jānotiek 24 mēnešu laikā, proti, kopš METASYS produkta pārdošanas datuma.

Bez tam jebkādas klienta garantijas prasības zūd, ja iestājas kaut viens no tālāk minētajiem apstākļiem neatkarīgi no tā, vai apstākļi iestājas pie METASYS klienta vai pie vēlākā īpašnieka vai lietotāja:

- > Nepareizi veikta ierīces montāža, ekspluatācija, apkope vai transportēšana. Ja METASYS daļas nepieciešams atgriezt, jāizmanto METASYS oriģinālais iepakojums. Pirms transportējamās METASYS ierīces iepakojšanas tā jāiztīra un jādezinficē. Visas atveres, pa kurām var iztecēt atlikušais šķidrums, ir jānoslēdz.
- > Montāža un montāžas ziņojuma nosūtīšana nenotiek iepriekš minēto 24 mēnešu laikā.
- > METASYS nav nosūtīts montāžas ziņojums.
- > Tiek iebūvētas un izmantotas neoriģinālās METASYS detaļas.
- > Ierīces montāžu veic personāls, kuru METASYS nav apmācījis, ne pilnvarojis.
- > Bojājumi vai zaudējumi nepareizas lietošanas, ekspluatācijas vai neatļautu tīrīšanas materiālu izmantošanas, lietošanas instrukcijas noteikumu neievērošanas rezultātā.
- > Remontu veikšana neautorizētās darbnīcās vai to uzticēšana neautorizētam personālam.
- > Noteikto apkopes intervālu neievērošana. Apkopes jāveic 11-12 / 23-24 / 35-36 mēnešus pēc attiecīgās METASYS detaļas montāžas.
- > Ierīces dokumentācijā nav ierakstu par montāžu, kā arī noteiktajiem apkopes un servisa darbiem, kuri jāveic METASYS apmācītiem tehniķiem.
- > Netiek veikti tūlītēji pasākumi tālāku bojājumu novēršanai, ja rodas traucējumi.
- > Ierīču vai ierīču daļu nosūtīšana METASYS bez atbilstošiem pavaddokumenti (skatīt garantijas procedūra), it īpaši bez kļūdas apraksta vai rēķina, kas apliecina ierīces iegādi.
- > Nav nosūtīti vizuālie uzskates materiāli (fotoattēli, video...), kuros redzama bojātā METASYS detaļa, tās montāžas stāvoklis un apkārtējo daļu novietojums.

Ja tiek izvirzītas garantijas prasības, METASYS ir tiesības pieprasīt kopā ar ierīci piegādātos ierīces dokumentus, lai veiktu apkopes intervālu pārbaudi. Garantijas prasības tiek izskatītas tikai šādā kārtībā:

Traucējumu gadījumos ierīce jāatver autorizētiem tehniķiem, attiecīgā detaļa ir jāizņem un neatvērtā un notīrītā stāvoklī jānosūta uzņēmumam METASYS. Izdevumus par bojātās ierīces vai detaļas nosūtīšanu METASYS sedz pats METASYS klients. METASYS pārbauda, vai ir iestāties garantijas gadījums. Ierīci vai detaļu METASYS salabo tad, ja tas ir ekonomiski izdevīgi. Klients sedz remonta izmaksas, bet ne maksu par rezerves daļām, kas ietilpst garantijā. Ierīces vai detaļas nosūtīšana uzņēmumam METASYS jebkurā gadījumā nozīmē METASYS remonta pasūtījumu. Ja ir beidzies garantijas laiks vai netiek konstatēts garantijas gadījums, par atgrieztos ierīču remonta izmaksu tāmes sagatavošanu tiek aprēķināta pasūtījuma apstrādes maksa*. Par saņemto preču pārbaudi var tikt aprēķināta fiksēta pārbaudes maksa*. Nosūtot ierīci vai detaļu uzņēmumam METASYS, jebkurā gadījumā jāpievieno kļūdas paraksts ar visu svarīgāko informāciju par ierīci. METASYS klients (noliktava) iepriekšējus pakalpojumus drīkst sniegt tikai pēc vienošanās ar METASYS. Vienmēr jāiesūta tikai attiecīgā detaļa (mazākā iespējamā vienība). Ja uzņēmumam METASYS bez tehniskas vajadzības tiek iesūtītas netīras, ejošas detaļas, METASYS ir tiesības tās bez īpašas atlīdzības iznīcināt. Iznīcinātajai detaļai atbilstoša jaunā detaļa tiek piegādāta tikai uz pasūtījuma un par samaksu. METASYS jebkurā gadījumā ir tiesības pēc savas izvēles garantijas gadījumā izmaksāt kompensāciju vai nosūtīt jaunas detaļas, neveicot remontu. Sniegtie garantijas pakalpojumi nepagarina garantijas termiņu un nekalpo par pamatu jauna garantijas termiņa noteikšanai. Iebūvēto rezerves daļu garantijas termiņš beidzas tad, kad beidzas sākotnēji piegādātās ierīces garantijas laiks. METASYS klients aprobežot informēt savu klientu par noteikumiem saistībā ar garantijas procedūru. Klienta likumā noteiktās tiesības uz garantiju paliek neskartas.

* Pašreizējos garantijas nosacījumus un izcenojumu skatiet spēkā esošajā METASYS cenu lapā.

9.3. Izmaiņu vēsture

Pārskatīts	Datums	Apraksts
ZK-58.203/00	09.12.2020	Izveidots no jauna.
200004296v01	24.02.2025	Aizstātas 2. moduļa rasējumi; atjaunināti pasūtījuma un lietas numuri.

