

ERSATZTEILLISTE

Spare parts list


DE, EN | 117000005v03 | 2026-09

Inhaltsverzeichnis | Table of contents

MST 1	4
MST 1 ECO Light	7
COMPACT Dynamic	8
Externe Anzeige, Saugstromventil External display, place selection valve	9
Einströmventil Spittoon valve.....	10
Externe Pumpe, Anschlussdimensionen External pump, Connecting dimensions.....	11
ECO II+	12
S1 Selektivsystem / selective system	13
H1 Hygiene System	14
EXCOM hybrid 1s.....	15
EXCOM hybrid 1.....	16
EXCOM hybrid 2.....	17
EXCOM hybrid 5.....	18
VAC 1s.....	19
WEK.....	21
WEK Light	22
Schlauchtüllen und Adapter fittings and adaptors	23
META Air 24 / Air 24 Light.....	28
META Air Air Light META Air / Air Light 30	29
META Air / Air Light / CAM 150.....	30
META Air / Air Light / CAM 250.....	31
META Air / Air Light / CAM 450.....	32
META Air / Air Light / CAM 650.....	33
META Tower 2 / A2.....	34
META Tower 5 / A5.....	35
META Tower 2 / A2, META Tower 5 / A5	36
Service- und Austauschkits Service and replacement kits	37


Amalgamabscheider MST 1, Modul 1

Amalgam separator MST 1, module 1




Amalgamabscheider MST 1, Modul 2

Amalgam separator MST 1, module 2



Amalgamabscheider MST 1, Modul 3


Amalgam separator MST 1, module 3





Bestellnr. Order no.	Bezeichnung Designation
120000235	MST 1, 1-Jahres Wartungs-Kit MST 1, annual inspection kit
120000229	MST 1, 5-Jahres Wartungsskit MST 1, 5-year inspection kit

Wasser-/Luftsepariererautomatik MST 1 ECO Light

Automatic air/water separator MST 1 ECO Light




siehe Seite 5 |
see page 5



Amalgamabscheider COMPACT Dynamic

Amalgam separator COMPACT Dynamic




Bestellnr. | Order no. Bezeichnung | Designation

120000598 COMPACT Dynamic, 1-Jahres Wartungs-Kit | annual inspection kit


120000594 COMPACT Dynamic, 5-Jahres Wartungs-Kit | 5-year inspection kit

Externe Anzeige für MST 1 und COMPACT Dynamic

External display for MST 1 and COMPACT Dynamic




120000215



120000438



120000165




120000209

120000208

Externes Saugstromventil

External place selection valve




110000004

120000366

120000616


120000111



120000110





Einströmventil für Mundspülbecken

Spittoon valve



Anschlussdimensionen


Connecting dimensions





ECO II+ / ECO Air+

ECO II+ / ECO Air+

ECO II+ / ECO Air+




120000635

ECO II+ / ECO Air+
Abdeckung | coverinkl. Anschlussadapter |
connection adapter included


120000630

ECO II+ D


120000631





120000638



120000636




ECO II+ Tandem D




ECO II+ / ECO Air+

ECO II+ / ECO Air+

120000649




120000637




S1 Selektivsystem

S1 Selective system




H1 Hygiene System ohne Ablage

H1 Hygiene System without suction tube holder



EXCOM hybrid 1s

EXCOM hybrid 1s



EXCOM hybrid 1

EXCOM hybrid 1

Bestellnr. | Order no.


Bezeichnung | Designation

120000527

1-Jahres-Wartungs-Kit | Annual inspection kit

120000469

Austauschkit | Replacement kit



EXCOM hybrid 2

EXCOM hybrid 2

Bestellnr. | Order no.


Bezeichnung | Designation

120000527

1-Jahres-Wartungs-Kit | Annual inspection kit


120000469

Austauschkit | Replacement kit



EXCOM hybrid 5

EXCOM hybrid 5





Bestellnr. | Order no.


Bezeichnung | Designation

120000490	EXCOM hybrid 5, 1-Jahres-Wartungs-Kit Annual inspection kit
120000469	EXCOM hybrid, Austauschkit Replacement kit
120000481	EXCOM hybrid 5, Wartungs-Kit Druckabnahme Inspection kit pressure reduction

VAC 1s


VAC 1s





WEK

WEK


**Bestellnr. | Order no.****Bezeichnung | Designation**

120000612	WEK, 1-Jahres-Wartungs-Kit Annual inspection kit
120000016	WEK, Planmeca, 1-Jahres-Wartungs-Kit Annual inspection kit
120000611	WEK, 3-Jahres-Wartungs-Kit 3-year inspection kit




META Connect Schlauchtüllen und Adapter


META Connect fittings and adaptors




120000262




120000263




120000264




120000265




120000266




120000257




120000258




120000259




120000260




120000261




120000267




120000268



120000287




120000289




120000256

META Connect Schlauchtüllen und Adapter


META Connect fittings and adaptors




120000255




120000293




120000272




120000270




120000271




120000269




120000295




120000275




120000277




120000278




120000279




120000280




120000281




120000282




120000283




120000276




120000286




120000285




120000274




120000294




120000292




120000291



120000290




120000288



120000582

Schlauchtüllen und Adapter mit META Connect kombinierbar


Fittings and adaptors combinable with META Connect




120000079




120000060




120000059




120000084




120000087




120000086



120000085




120000089




120000284

Schlauchtüllen und Adapter mit META Connect NICHT kombinierbar


Fittings and adaptors NOT combinable with META Connect




120000067




120000066




120000065




120000064




120000063




120000070




120000069



120000068




120000062




120000091

Schlauchtüllen und Adapter mit META Connect NICHT kombinierbar


Fittings and adaptors NOT combinable with META Connect




120000057




120000061




120000088




120000074




120000077




120000076




120000080




120000075




120000083




120000072




120000090



120000071




120000078




120000073

Schlauchtüllen für ECO II+ / ECO Air+

Fittings for ECO II+ / ECO Air+



120000638




120000636


Kompressoren META Air 24 / Air 24 Light

Compressors META Air 24 / Air 24 Light

META Air 24




META Air 24 Light




Kompressoren META Air / Air Light 30

Compressors META Air / Air Light 30

META Air 30




META Air 30 Light




Kompressoren META Air / Air Light / CAM 150

Compressors META Air / Air Light / CAM 150

META Air 150
META CAM 150




META Air 150 Light




Kompressoren META Air / Air Light / CAM 250

Compressors META Air / Air Light / CAM 250

META Air 250
META CAM 250




META Air 250 Light



Kompressoren META Air / Air Light / CAM 450


Compressors META Air / Air Light / CAM 450




Kompressoren META Air / Air Light / CAM 650

Compressors META Air / Air Light / CAM 650

META Air 650
META CAM 650




META Air 650 Light




META Tower 2 / A2

META Tower 2 / A2




META Tower 5 / A5

META Tower 5 / A5



META Tower 2 / A2, META Tower 5 / A5

Bedienteil / Control panel



Service- und Austauschkits

Service and replacement kits

WEK / WEK Light

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
120000016	ET WEK, Planmeca, 1-Jahres-Wartungs-Kit Lieferumfang: 2x 120000021 Magnetventil / 1x 120000012 Rückschlagventil, Wasser, 6 mm / 1x 120000003 Einsatz Vorfilter 80 µm / 1x 121000016 Teststäbchen, 5 Stk. / 1x 120000035 Ausguss-teil	ET WEK, Planmeca, annual inspection kit Scope of delivery: 2x 120000021 magnetic valve / 1x 120000012 nonreturn valve, water, 6 mm / 1x 120000003 cartridge prefilter 80 µm / 1x 121000016 test strips, 5 pcs / 1x 120000035 spout adapter
120000612	ET WEK, 1-Jahres-Wartungs-Kit Lieferumfang: 2x 120000021 Magnetventil / 1x 120000012 Rückschlagventil, Wasser, 6 mm / 1x 120000003 Einsatz Vorfilter 80 µm / 1x 121000016 Teststäbchen, 5 Stk. / 1x 120000035 Ausguss-teil	ET WEK, annual inspection kit Scope of delivery: 2x 120000021 magnetic valve / 1x 120000012 nonreturn valve, water, 6 mm / 1x 120000003 cartridge prefilter 80 µm / 1x 121000016 test strips, 5 pcs / 1x 120000035 spout adapter
120000611	ET 3-Jahres-Wartungs-Kit WEK Lieferumfang: 2x 120000612 1-Jahres-Wartungs-Kit / 1x 120000032 Deckel Mischbehälter, ohne Magnetventil	3-year inspection kit Scope of delivery: 2x 120000612 annual inspection kit / 1x 120000032 lid mixing container, without magnetic valve
120000613	ET 1-Jahres-Wartungs-Kit WEK Light Lieferumfang: 1x 120000046 Magnetventilblock / 1x 120000043 Rückschlagventil / 1x 120000003 Einsatz Vorfilter 80 µm / 1x 121000016 Teststäbchen, 5 Stk.	ET WEK Light, annual inspection kit Scope of delivery: 1x 120000046 magnetic valve block / 1x 120000043 non-return valve / 1x 120000003 cartridge prefilter 80 µm / 1x 121000016 test strips, 5 pcs

MST 1 / MST 1 ECO Light

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
120000228	ET MST 1, 5-Jahres Wartungs-Kit, DE Lieferumfang: 1x 120000234 1-Jahres-Wartungs-Kit, DE / 1x 120000205 Magnetventil / 1x Zentrifugenkappe / 1x 120000206 Luftbremse / 1x 120000160 Wasserabweiser / 1x 120000153 Zentrifugensatz / 1x Zentrifugen-Pumpen-Deckel / 2x Schläuche / 10x Kunststoffschrauben / 1x 120000159 Winkelstück für Modul 2	ET MST 1, 5-year inspection kit, DE Scope of delivery: 1x 120000234 annual inspection kit, DE / 1x 120000205 magnetic valve / 1x centrifuge cap / 1x 120000206 air deflector / 1x 120000160 water deflector / 1x 120000153 centrifuge chambers / 1x centrifuge pump cover / 2x hoses / 10x plastic screws / 1x 120000159 elbow for module 2
120000229	ET MST 1, 5-Jahres Wartungs-Kit Lieferumfang: 1x 120000235 1-Jahres-Wartungs-Kit / 1x 120000205 Magnetventil / 1x Zentrifugenkappe / 1x 120000206 Luftbremse / 1x 120000160 Wasserabweiser / 1x 120000153 Zentrifugensatz / 1x Zentrifugen-Pumpen-Deckel / 2x Schläuche / 10x Kunststoffschrauben / 1x 120000159 Winkelstück für Modul 2	ET MST 1, 5-year inspection kit Scope of delivery: 1x 120000235 annual inspection kit / 1x 120000205 magnetic valve / 1x centrifuge cap / 1x 120000206 air deflector / 1x 120000160 water deflector / 1x 120000153 centrifuge chambers / 1x centrifuge pump cover / 2x hoses / 10x plastic screws / 1x 120000159 elbow for module 2
120000230	ET MST 1, Spezial-Wartungs-Kit (inkl. Magnetventil) Lieferumfang: 1x 120000229 5-Jahres-Wartungs-Kit / 1x 120000152 Zentrifugen-Dichtung, Federringe / 1x 120000223 Belüftungsschlauch Filtergehäuse / 1x Federring Wasserauslauf / 1x Dichtung Wasserauslauf / 1x Dichtung Filter-Schraubenverschluss	ET MST 1, annual inspection kit, magnetic valve Scope of delivery: 1x 120000229 5-year inspection kit / 1x 120000152 centrifuge seal, spring washer / 1x 120000223 ventilation hose filter housing / 1x spring washer, water outlet / 1x seal, water outlet / 1x seal, filter screw plug
120000233	ET MST 1, 1-Jahres-Wartungs-Kit, FI Lieferumfang: 1x 120000216 Einlaufgrundkörper / 1x Membran / 1x Sieb für Ansauggehäuse / 1x 120000159 Winkelstück für Modul 2 / 1x Filterschubblade / 1x Ersatzbehälter / 8x Kunststoffschrauben	ET MST 1, annual inspection kit, FI Scope of delivery: 1x 120000216 inlet frame / 1x membrane / 1x sieve for container pump / 1x 120000159 elbow for module 2 / 1x filter drawer / 1x replacement container / 8x plastic screws
120000234	ET MST 1, 1-Jahres Wartungs-Kit, DE Lieferumfang: 1x 120000216 Einlaufgrundkörper / 1x Membran / 1x Sieb für Ansauggehäuse / 1x 120000159 Winkelstück für Modul 2 / 1x Filterschubblade / 1x 113000049 Ersatzbehälter / 8x Kunststoffschrauben	ET MST 1, annual inspection kit, DE Scope of delivery: 1x 120000216 inlet frame / 1x membrane / 1x sieve for container pump / 1x 120000159 elbow for module 2 / 1x filter drawer / 1x 113000049 replacement container / 8x plastic screws
120000235	ET MST 1, 1-Jahres Wartungs-Kit, international Lieferumfang: 1x 120000216 Einlaufgrundkörper / 1x Membran / 1x Sieb für Ansauggehäuse / 1x 120000159 Winkelstück für Modul 2 / 1x Filterschubblade / 1x Ersatzbehälter / 8x Kunststoffschrauben	ET MST 1, annual inspection kit Scope of delivery: 1x 120000216 inlet frame / 1x membrane / 1x sieve for container pump / 1x 120000159 elbow for module 2 / 1x filter drawer / 1x replacement container / 8x plastic screws
120000249	ET MST 1 ECO Light, 1-Jahres-Wartungs-Kit Lieferumfang: 1x 120000206 Luftbremse / 1x 120000160 Wasserabweiser / 1x 120000216 Einlaufgrundkörper / 1x O-Ring, 6x1 mm / 1x Ansauggehäuse Separations-Pumpe / 1x Membran / 1x Filterschubbladen / 1x 120000205 Magnetventil	ET MST 1 ECO Light, annual inspection kit Scope of delivery: 1x 120000206 air deflector / 1x 120000160 water deflector / 1x 120000216 inlet frame / 1x O-ring, 6x1 mm / 1x suction housing separation pump / 1x membrane / 1x filter drawer / 1x 120000205 magnetic valve
120000177	ET MST 1, Rückschlagventil Zentrifugen-Pumpe	ET MST 1, non-return valve centrifuge pump

Service- und Austauschkits

Service and replacement kits

META Tower

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
META Tower 2 / A2	Bitte bestellen Sie folgende 1-Jahres-Service-Kits für META Tower 2/A2: 1x 120000527 - 1-Jahres-Wartungs-Kit für EXCOM hybrid 1/2 1x 120000320 - META Air/CAM 150/250 Filterpatronen - Austausch-Kit	Please order the following 1-year service kits for META Tower 2/A2: 1x 120000527 - Annual inspection kit for EXCOM hybrid 1/2 1x 120000320 - META Air/CAM 150/250 Filter cartridge replacement kit
	Für die 5-Jahres-Wartung: 1x 120000664 - 5-Jahres Service-Kit, META Tower A2	For 5-year service: 120000664 - 5-year inspection kit, META Tower A2
META Tower 5 / A5	Bitte bestellen Sie folgende 1-Jahres-Service-Kits für META Tower 5/A5: 1x 120000490 - 1-Jahres-Wartungs-Kit für EXCOM hybrid 5 1x 120000320 - META Air/CAM 150/250 Filterpatronen - Austausch-Kit	Please order the following 1-year service kits for META Tower 5/A5: 1x 120000490 - Annual inspection kit for EXCOM hybrid 5 1x 120000320 - META Air/CAM 150/250 Filter cartridge replacement kit
	Für die 5-Jahres-Wartung: 120000663 - 5-Jahres Service-Kit, META Tower A5	For 5-year service: 120000663 - 5-year inspection kit, META Tower A5

META Air / Air Light / CAM

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
120000297	ET META CAM 450, Upgrade Kit V3 auf V4	ET META CAM 450, upgrade kit V3 to V4
120000298	ET META CAM 250, Upgrade Kit V3 auf V4	ET META CAM 250, upgrade kit V3 to V4
120000309	ET META Air/Light 150/250, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air/Light 150/250, filter cartridge replacement kit
120000314	ET META Air/CAM 650, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air/CAM 650, filter cartridge replacement kit
120000315	ET META Air/CAM 650, 3000 Stunden-Kit	ET META Air/CAM 650, 3000 h service kit
120000316	ET META Air/CAM 450, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air/CAM 450, filter cartridge replacement kit
120000317	ET META Air/CAM 450, 3000 Stunden-Kit	ET META Air/CAM 450, 3000 h service kit
120000319	ET META Air/CAM 250, 3000 Stunden-Kit, Ventilblock	ET META Air/CAM 250, 3000 h service kit, valve block
120000320	ET META Air/CAM 150, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air/CAM 150, filter cartridge replacement kit
120000322	ET META Air/CAM 150, 3000 Stunden-Kit	ET META Air/CAM 150, 3000 h service kit
120000328	ET META Air Light 24/30, 1500 Stunden-Kit	ET META Air Light 24/30, 1500 h service kit
120000329	ET META Air 900, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air 900, filter cartridge replacement kit
120000330	ET META Air 900, 3000 Stunden-Kit	ET META Air 900, 3000 h service kit
120000339	ET META Air 650 Light, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air 650 Light, filter cartridge replacement kit
120000340	ET META Air 650 Light, 3000 Stunden-Kit, Ventilblock	ET META Air 650 Light, 3000 h service kit, valve block
120000343	ET META Air 450 Light, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air 450 Light, filter cartridge replacement kit
120000344	ET META Air 450 Light, 3000 Stunden-Kit, Ventilblock	ET META Air 450 Light, 3000 h service kit, valve block
120000345	ET META Air 30-450, Anschlusskit Druckluftausgang	ET META Air 30-450, compressed air outlet connection kit
120000351	ET META Air 250 Light, 3000 Stunden-Kit, Ventilblock	ET META Air 250 Light, 3000 h service kit, valve block
120000354	ET META Air 24/30, Kolbenaustausch-Kit, komplett, Dichtung	ET META Air 24/30, piston replacement kit, complete, sealing
120000355	ET META Air 24/30, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air 24/30, filter cartridge replacement kit
120000356	ET META Air 24/30, 1500 Stunden-Kit	ET META Air 24/30, 1500 h service kit
120000365	ET META Air 150 Light, 3000 Stunden-Kit, Ventilblock	ET META Air 150 Light, 3000 h service kit, valve block
120000672	ET META Air/CAM 250, Filterpatronen Austauschkit	ET META Air/CAM 250, filter cartridge replacement kit

Service- und Austauschkits

Service and replacement kits

H1 Hygiene System / S1 Selective System

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
120000372	ET H1, Wartungs-Kit	ET H1, inspection kit
120000387	ET H1, Reparatursatz Platzwahlventil	ET H1, place selection valve repair kit
120000118	ET S1, Reparatursatz Platzwahlventil	ET S1, place selection valve repair kit

EXCOM hybrid

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
120000469	ET EXCOM hybrid, Austauschkit	ET EXCOM hybrid, replacement kit
120000481	ET EXCOM hybrid 5, Wartungskit Druckabnahme FU, 230/400 V	ET EXCOM hybrid 5, inspection kit pressure reduction, 230/400 V
120000490	ET EXCOM hybrid 5, 1-Jahres-Wartungs-Kit Lieferumfang: 1x 120000527 / 1x 120000467 Filtersieb / 1x 4x6 PUR Schlauch grün / 1x Einsteck-Winkelverbindung	ET EXCOM hybrid 5, annual inspection kit Scope of delivery: 1x 120000527 annual inspection kit / 1x 120000467 filter sieve / 1x 4x6 PUR hose, green / 1x push-in elbow connection
120000527	ET EXCOM hybrid 1/2, 1-Jahres-Wartungs-Kit Lieferumfang: 1x 120000446 Wassersammler / 1x 120000472 Anschluss Ausgang Rückschlagventil / 1x 120000471 Anschluss Wasserausgang Verbinder / 1x 120000641 Anschluss Wasserausgang Verbinder	ET EXCOM hybrid 1/2, annual inspection kit Scope of delivery: 1x 120000446 water collector / 1x 120000472 connection water outlet, non-return valve / 1x 120000471 connec- tion water outlet, adapter / 1x 120000641 tube drain

COMPACT Dynamic

Bestell-Nr. Order no.	Artikelbezeichnung	Item description
120000594	ET COMPACT Dynamic, 5-Jahres Wartungs-Kit Lieferumfang: 1x 120000598 1-Jahres-Wartungs-Kit / 1x 120000568 Zentrifugenkammer / 1x Pumpeneinlauf	ET COMPACT Dynamic, 5-year inspection kit Scope of delivery: 1x 120000598 annual inspection kit / 1x 120000568 centrifuge chamber / 1x pump filter
120000598	ET COMPACT Dynamic, 1-Jahres Wartungs-Kit Lieferumfang: 1x 120000562 Separations-Laufrad / 1x 120000564 Gleitring-Set / 1x 120000561 Separations-Oberteil / 1x Dichtstopfen Separationslaufrad / 1x O-Ring, NBR, 80x2 / 1x Ersatzbehälter	ET COMPACT Dynamic, annual inspection kit Scope of delivery: 1x 120000562 separation rotor / 1x 120000564 sliding ring set / 1x 120000561 separation upper part / 1x sealing plugs separation rotor / 1x O-ring, NBR, 80x2 / 1x replacement container



protect what you need



METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistraße 3 | 6063 Rum, | Austria

T +43512 205420 | info@metasys.com | metasys.com

DE, EN | 2026-09